

Un emploi chez Biron vous intéresse ?

Aide-technicien

*Temporaire, temps partiel : 18 mois
(avec possibilité de permanence)*



Sommaire des responsabilités/tâches

L'Aide-technicien est responsable de vérifier l'identification, la conformité et l'intégrité des échantillons selon les normes établies et de voir à la stabilisation lorsque nécessaire.

Rôles et responsabilités

- S'assurer que l'identification, les conditions de conservation et l'intégrité des échantillons sont conformes selon les normes établies;
- Communiquer à la chef d'équipe, ou à sa remplaçante, tous problèmes pouvant altérer la qualité des résultats d'analyse en lien avec la quantité, la température et le contenant;
- Stabiliser les échantillons lorsque nécessaire;
- Vérifier les échantillons non reçus et/ou non analysés au moyen d'un rapport informatique et référer les cas discordants au technologiste médical en poste dans son secteur;
- Assurer l'entretien, le nettoyage d'appareils et d'espaces divers;
- Préparer les échantillons pour fin d'analyse selon le secteur concerné;
- Préparer l'appareil ou l'analyseur pour des fins d'analyse;
- Assurer la réception des échantillons bio-médicaux et le triage de ceux-ci dans les différents secteurs du laboratoire;
- Offrir du support dans les différents secteurs du laboratoire.

Cytologie-VPH

- Trier les échantillons selon les analyses à effectuer (cyto-VPH);
- Préparer les lames pour l'analyse selon la procédure;
- Préparer l'envoi des lames aux cytotechniciens;
- Préparer les tubes pour l'analyse du VPH.

Triage et vérification

- Prendre en charge les spécimens des messagers et des transporteurs externes;
- Noter toutes discordances entre les ordonnances médicales et les feuilles de route et assurer le suivi adéquat;
- Décanter le urines de 24 heures et les distribuer aux endroits appropriés;
- Préparer les échantillons à envoyer pour analyse externe selon le sous-traitant et la procédure de conservation et d'envois;
- Offrir du support en biochimie en fin de journée.

Urine et stérilisation

- Préparer et distribuer les échantillons d'urine;
- Vérifier que les contrôles de qualité de l'analyseur d'urines s'effectuent dans les limites attendues et référer les cas discordants au technologiste médical en poste dans son secteur;
- Effectuer la stérilisation des déchets bio-médicaux et les cas connexes s'y rattachant;
- Effectuer les contrôles de qualité du stérilisateur selon les procédures.

Qualifications requises

- Détenir un diplôme d'études secondaires (DES);
- 2 années d'expérience de travail pertinent à l'emploi;
- Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft office ;
- Communiquer adéquatement;
- Avoir une bonne dextérité manuelle tout en travaillant à un bon rythme ;
- Bonne capacité d'apprentissage ;
- Travailler de façon autonome, être débrouillard et proactif;
- Capacité de gérer son temps et ses priorités;
- Capacité de travailler en équipe et de faire face à des situations urgentes.

Horaire : Poste temporaire, temps partiel: 32 à 37,5 heures/semaine.

Lundi au samedi (un samedi sur deux).

Horaire variant comme suit :

- Arrivée entre 10h30 et 12h00
- Départ entre 18h00 et 19h00

Pour soumettre votre candidature :

Par courrier électronique : rh@groupebiron.ca

Par la poste : 4105-F, boul. Matte Brossard (QC) J4Y 2P4